

# BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 685/BW 685 S

EFFIZIENT. WIRTSCHAFTLICH. SCHNELLER ROUTINE-EINSATZ.

BIEGLER **BW 685/BW 685 S** ist ein leistungsstarkes, mikroprozessor-gesteuertes Gerät zum Erwärmen von Infusionen und Transfusionen zur Vermeidung der intra- und postoperativen Hypothermie. Die freie Temperaturwahl erfolgt in 0,5° C-Schritten von 37° C bis 41° C. Der BW 685/BW 685 S verfügt über ein flaches, ergonomisches Design. Die im Gerät integrierte Universalbefestigungsklammer ermöglicht die Montage sowohl am Infusionsständer als auch an der medizinischen Normschiene.



## BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 685/BW 685 S

- Freie Temperaturwahl von 37° C bis 41° C, einstellbar in Schritten zu 0,5° C
- Übersichtliche Temperaturanzeige
- Optimierte Wärmeregulung
- Wirtschaftliches Verbrauchsmaterial
- Gleichzeitiges Anlegen mehrerer Transfusionen/Infusionen
- Spritzwassergeschützt (IPX4)
- Über- und Untertemperaturalarm
- Permanent laufende Selbsttests
- Externe Serviceschnittstelle für PC
- Schienen- und Stativmontage möglich
- Integrierter Tragegriff

**BW 685**



**BW 685 S**



**TUBE FLOW**



Der Wärmer verfügt in der Modellversion BW 685 S über eine integrierte Anschlussmöglichkeit für das optional erhältliche Zubehör TubeFlow.

TubeFlow ist ein aktiv beheiztes, wiederverwendbares Silikonprofil mit Steuereinheit zur Temperaturoptimierung zwischen Wärmer und Patient bei niederen Durchflußraten.

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Gerät:</b>	Blut- und Infusionswärmer
<b>Typenbezeichnung:</b>	BW 685/BW 685 S
<b>Spannung:</b>	230 V, 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme:</b>	280 W
<b>Stromaufnahme:</b>	1,5 A
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schutzgrad:</b>	B
<b>Feuchtigkeitsschutz:</b>	spritzwassergeschützt IPX4
<b>Temperaturwahl:</b>	37° C bis 41° C einstellbar in Schritten zu 0,5° C
<b>Sicherheitsabschaltung:</b>	unabhängig ab 42° C
<b>Vorwärmzeit:</b>	ca. 45 Sek.
<b>Abmessungen:</b>	228 x 228 x 132 mm
<b>Gewicht:</b>	1,90 kg
<b>Klassifizierung:</b>	IIb nach Regel 9
<b>Betriebsart:</b>	Dauerbetrieb

<b>Typenbezeichnung:</b>	TubeFlow
<b>Abmessungen:</b>	Länge 1340 mm

<b>Zubehör:</b>	Verlängerungsset, 350 cm, Best.-Nr. 35000
	Verlängerungsset, 460 cm, Best.-Nr. 46000
	Verlängerungsset mit Luftfalle und Einstichstelle, 460 cm, Best.-Nr. 25000

<b>Für den Einsatz mit TubeFlow:</b>	Verlängerungsset mit Einstichstelle, 530 cm, Best.-Nr. 16000
	Verlängerungsset mit Luftfalle und Einstichstelle, 560 cm, Best.-Nr. 15000

**BIEGLER GmbH**  
Allhangstrasse 18 a  
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05  
Fax: +43 1 979 21 05 16  
office@biegler.com  
www.biegler.com

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK

