

BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER PROTHERM II

FÜR NORMAL- UND MASSIVTRANSFUSIONEN.

Protherm II ist ein universell einsetzbares Gerät zur Erwärmung von Normal- und Massivtransfusionen oder Flüssigkeiten ohne Risiko der Kontamination. Durch unabhängig gesteuerte Heizzonen ermöglicht es eine effektive und schonende Erwärmung.



BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER PROTHERM II

- Erwärmung von Blut und Infusionen
- Für Normal- und Massivtransfusionen
- Wärmen von Flüssigkeiten ohne Risiko von Kontamination
- Einfache, schnelle und bedienerfreundliche Handhabung
- Schonende Erwärmung der Flüssigkeit durch drei unabhängig gesteuerte Heizzonen
- Permanent laufende Selbsttests und Fehleranzeige
- Servicefreundlich durch serielle Schnittstelle
- Durch ergonomisches Design leicht transportierbar und an jedem handelsüblichen Infusionsständer montierbar
- Kostengünstiges Verbrauchsmaterial
- Schnelle Betriebsbereitschaft
- Untertemperaturalarm
- Automatische Adaptierung der Heizungsregelung an verschiedene Verbrauchsmaterialien

PROTHERM II

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------------------|---|
| Gerät: | Blut- und Infusionswärmer protherm II |
| Typenbezeichnung: | protherm II |
| Spannung: | 230 V, 50-60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1200 W |
| Stromaufnahme: | 6 A |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzgrad: | B |
| Feuchtigkeitsschutz: | spritzwassergeschützt IPX4 |
| Temperaturwahl: | 37°C bis 41°C in 0,5°C Schritten |
| Sicherheitsabschaltung: | unabhängig mehrfach ab 42°C |
| Vorwärmzeit: | max. 40 sec. |
| Abmessungen: | 390 x 278 x 96 mm |
| Gewicht: | 5 kg |
| Klassifizierung: | IIb nach Regel 9 |
| Betriebsart: | Dauerbetrieb |
| Zubehör: | Wärmebeutel groß, inklusive Luftfalle Nr. FP 100 3001 Wärmebeutel klein, inklusive Luftfalle Nr. FP 100 3002 |

E. BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a
A-3001 Mauerbach (Wien)
Österreich

Tel: +43 1 979 21 05
Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com
www.biegler.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE
0123

